



GLOBALMED-AESTHETIC

La LIPOGENE

La vidange adipocytaire

GLOBALMED-AESTHETIC

Qu'est-ce que c'est ?

La LIPOGENE stimule la vidange des cellules grasses et crée des micropores dans leurs membranes grâce au rayonnement monochromatique des diodes à laser froid. C'est une vidange et non une destruction cellulaire comme avec la Cryolipolyse. Cette technique est non chirurgicale et non invasive, et surtout interdite d'utilisation par les salons d'esthéticienne : (diodes lasers) face à une utilisation de la cryothérapie de plus en plus répandue dans ces salons.

À quoi cela sert-il ?

La LIPOGENE permet de réduire la cellulite accumulée, par la perte de volume (en cm). La peau est lissée et la peau d'orange est donc moins visible.

Quelles sont les zones concernées ?

Toutes les zones sujettes à la cellulite (ventre, cuisses, fesses, bras, etc.). Elles peuvent être traitées toutes en même temps grâce aux multiples applicateurs, face à un ciblage mono-zone de la cryothérapie. Horsmis les porteurs de peacemaker, femme enceinte et cancer évolutif, avec aucune suite post traitement, la LIPOGENE est sûre face à la cryothérapie.

Combien de séances ?

Pour obtenir un résultat satisfaisant, il est préconisé de pratiquer au minimum 3 à 6 séances en fonction de l'IMC et plus si obésité. Le résultat sera visible dès la 1ère séance, mais pour consolider, il faudra effectuer le nombre préconisé par le médecin.



GLOBALMED-AESTHETIC

